

ビニール防護衣の作り方

千葉県歯科衛生士会



- 1 70Lのビニール袋を用意し、袋の真ん中に横線、端から5cmのところを縦線を引く。
(袋が閉じている方を上にする)



- 2 端から5cmのところを、袋の真ん中の部分まで切る。



- 3 袋の両脇に、上まで切れ目を入れる。



4 袋を真ん中で折る



5 真ん中から10cm位のところに印をつける。



6 印をつけたところを切る。



6 後ろ身ごろに、スリットを入れる(5cm位)
(袋を半分に折った時の中側が後ろ身ごろ)



防護衣の着方

- スリットが後ろになるように着たら、後ろのひもを前で縛る。
この時、前身ごろの中でひもを縛る。



防護衣の着方

- 次に前の紐を後ろで縛る。



防護衣の脱ぎ方

- ・自分で脱ぐ場合
肩の部分から破く



- ・脱がせる場合
後ろのスリットから破く

